

SPECTRA

مايكروموتور بفحمت كربونية

B-350

تحكم مباشر في كل تفصيل.



تشغيل / إيقاف

التحكم بالقدم

فحمت كربونية

تقنية المحرك

35,000

أقصى دورة/دقيقة

عرض واضح للسرعة حتى 35,000 دورة/دقيقة.

شاشة سرعة رقمية

اضبط السرعة من القرص وشغل وأوقف بالدواسة.

اختيار يدوي أو دواسة

اختر اتجاه الدوران المناسب للعمل.

اتجاه أمامي وعكسي

يستخدم ساق الأداة المطابقة للقطر المحدد.

ساق أداة بقطر 2.35 مم

www.spectra-ceram.com
info@spectra-ceram.com
+971 56 979 7090

سبكترا سيرام للتجارة ذ.م.م.

مكتب 505، سيتي باي بزنس سنتر، هور العنز شرق، دبي، الإمارات