


# SPECTRA

مايكروموتور دون فحمت

## BL-500

نطاق أوسع. تحكم متدرّج.



دواسة متغيرة

التحكم بالقدم

دون فحمت

تقنية المحرك

50,000

أقصى دورة/دقيقة

لا يحتاج المحرك إلى استبدال فحمت كربونية.

محرك دون فحمت

ضغط الدواسة يغيّر السرعة ضمن الحد المحدد بالقرص.

تحكم متدرج بالدواسة

عرض سرعة حتى 50,000 دورة/دقيقة واختيار اتجاه الدوران.

رقمي وثنائي الاتجاه

حفظ السرعة واتجاه الدوران ووضع التحكم.

ذاكرة الإعدادات

www.spectra-ceram.com  
info@spectra-ceram.com  
+971 56 979 7090

سبكترا سيرام للتجارة ذ.م.م.

مكتب 505، سيتي باي بزنس سنتر، هور العنز شرق، دبي، الإمارات